



PRODUCT FEATURES

completamente automatico

risultato sicuro

pulito

impasto sempre omogeneo, senza bolle d'aria

risparmio di tempo



Un'impronta perfetta non si ottiene per caso.

Prodotti

AT521	Cavex Alginate Mixer II, comprese 10 confezioni da 500 g di Cavex CA37 Normal Set
AT520	Cavex Alginate Mixer II, comprese 10 confezioni da 500 g di Cavex Cream Alginate
AT523	Cavex Alginate Mixer II, comprese 10 confezioni da 500 g di Cavex ColorChange

Con l'Alginate Mixer Cavex consiglia di utilizzare alginati normal set (tempi di indurimento normale). L'elevata forza di miscelazione dell'apparecchio velocizza la reazione dei componenti. Per alcuni professionisti e per alcune procedure con gli alginati fast set (indurimento rapido) il tempo di lavorazione potrebbe risultare troppo breve.

Accessori

AT240	Cavex Alginate Container: con misurino, isola la polvere dall'aria e dall'umidità; facile da aprire e chiudere.
AT530	Ciotola per Cavex Alginate Mixer II.
AT511	Spatola in plastica per Cavex Alginate Mixer.
AT513	Stick in plastica per Cavex Alginate Mixer.
AT040	Contenitore ermetico all'aria e all'umidità, per conservare conservare l'alginate Cavex.
AT072	Porta impronta Cavex infrangibile, con comodo manico lungo.
AT073	Misurino Cavex per l'acqua, infrangibile, con 4 tacche, specifico per uso ortodontico.
AT021	Dosatore Cavex Water bottle. Facile dosare, mantiene l'acqua a temperatura ambiente.
HA001	Cavex GreenClean, pH neutro, per la pulizia di spatole, strumenti e vassoi.

Si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli.

Gli alginati Cavex e i relativi accessori sono distribuiti in esclusiva per l'Italia da Dentalica Spa, www.dentalica.com

ZYA10921.01



I materiali da impronta sono il punto di partenza di numerosi trattamenti odontoiatrici. Con impronte di qualità il dentista è certo di ottenere un buon risultato finale. Cavex offre un assortimento collaudato e sicuro di alginati, idrocolloidi e accessori, tutti sviluppati secondo i criteri ottimali per le pratiche odontoiatriche. For dental use only.

Cavex Alginate Mixer: la cosa più bella che possa capitare a un alginato



Un impasto così bello e uniforme non si era mai visto.

Le mani esperte delle assistenti sono certamente pronte a preparare un alginato dall' impasto uniforme, quasi senza grumi o bolle d'aria.

Ma sfidare l'abilità di Cavex Alginate Mixer diventa difficile. È impossibile seguire il movimento rotatorio in diverse direzioni, estremamente potente e rapido del miscelatore.

Così come il risultato. Ottenere sempre un impasto identico, omogeneo e vischioso, senza grumi o bolle d'aria. Anche il tempo di miscelazione: 8 - 12 secondi. Cavex Alginate Mixer è lo strumento ideale.

L' arte di saper prendere una buona impronta rimane, ovviamente, invariata e nelle mani del professionista. Così come la cura con cui si deve conservare l'impronta in un sacchetto chiuso da inviare al laboratorio.



E per l'assistente? Anche per lei Cavex Alginate Mixer è la cosa più bella che le potesse mai capitare.

Basta con la preparazione manuale. Ora è sufficiente premere un pulsante.



Cavex Alginate Mixer: creato appositamente per l'alginato Cavex.

Il materiale migliore, l'alginato Cavex, merita di essere miscelato alla perfezione. Con l'Alginate Mixer, completamente automatico, Cavex può garantire al professionista un impasto ottimale per un' impronta perfetta.

Dall'incertezza alla sicurezza.

Nella pratica odontoiatrica moderna la riproducibilità è un criterio essenziale. Con la lavorazione manuale si ottengono piccole variazioni nell'impasto che influiscono sulla qualità e sul tempo di indurimento dell'impronta. Con Cavex Alginate Mixer si ottiene sempre lo stesso risultato. Potete esserne certi.

Da un impasto accettabile a uno perfetto.

Con la miscelazione manuale è difficile eliminare totalmente i grumi ed evitare che si formino bolle d'aria nell'impasto. Spesso il risultato è un compromesso fra fattibile e accettabile. Con Cavex Alginate Mixer si può solo ottenere un impasto perfettamente omogeneo.

Da qualche minuto a qualche secondo.

La fase di miscelazione è un processo faticoso che richiede molto tempo. Tutto si riduce a pochi secondi. Anche la ciotola di plastica si

pulisce rapidamente. Un notevole risparmio di tempo che può essere impiegato per altre operazioni.

Dal caos all'ordine.

Spatole, ciotole e altri strumenti sparsi dappertutto sono ormai il passato. Cavex Alginate Mixer è compatto e occupa uno spazio ridotto. Basta una superficie libera di soli 20 x 25 cm. Il miscelatore resta stabile anche durante la lavorazione.

Con i complimenti del laboratorio.

Aspettatevi una reazione positiva anche dall'odontotecnico che, grazie alle impronte da voi fornite, potrà ottenere risultati migliori. Non si formeranno più bolle sulle superfici del gesso.



FACTS & FIGURES

Dati tecnici di Cavex Alginate Mixer

Tensione	AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Potenza	220 W
Regime di giri	3.400 giri/min
Timer	regolabile in secondi da 1 a 16 sec
Posizioni in memoria	Tre impostazioni programmabili: 8, 10 e 12 secondi. Programmabile anche dall'utente.
Ingombro	205 x 250 x 285 mm
Peso	16 kg

Dalla polvere all'impasto in soli 10 secondi.

Cavex Alginate Mixer viene fornito di istruzioni per l'uso. Il funzionamento è così semplice che può essere spiegato anche solo con alcune illustrazioni.



Dosare la quantità di polvere e acqua secondo le indicazioni.

Miscelare lentamente la polvere e l'acqua con l'apposito stick.



Chiudere bene il coperchio.

Mettere il contenitore pieno e ben chiuso nel miscelatore.



Il coperchio è ben chiuso? Premere il pulsante.

Raccogliere l'alginato con l'apposita spatola.