



PCA

IMPLANT SYSTEM
PALTOP CONICAL ACTIVE



CONNESSIONE CONICA UNICA

MICRO FILETTATURA

Riduce al minimo lo stress da compressione ossea in osso corticale ed azzerava il riassorbimento osseo

SUPPORTO A OSSEOINTEGRAZIONE

La forma cilindrica con un design affusolato aumenta la superficie per un maggiore contatto osso-impianto

STABILITÀ PRIMARIA

La filettatura apicale progressiva con una profondità di 7 mm è progettata per migliorare la stabilità primaria


APICE LEGGERMENTE ATTIVO

Consente un inserimento più semplice alla profondità corretta dell'impianto anche in osso compatto


UNICA PIATTAFORMA E SWITCH PLATFORM

Ottimizza il condizionamento dei tessuti molli creando un ottimale risultato estetico


Filettatura a doppio passo, con passo ottimale di 0,8 mm per un rapido inserimento dell'impianto ed una migliore stabilità




| 3.25mm D | |
|----------|----------|
| L mm | |
| 10.0mm | 22-70018 |
| 11.5mm | 22-70019 |
| 13.0mm | 22-70020 |
| 16.0mm | 22-70021 |




| 3.75mm D | |
|----------|----------|
| L mm | |
| 8.0mm | 22-70017 |
| 10.0mm | 22-70001 |
| 11.5mm | 22-70002 |
| 13.0mm | 22-70003 |
| 16.0mm | 22-70004 |



| 4.2mm D | |
|---------|-----------|
| L mm | |
| 6.0mm | 22-70005* |
| 8.0mm | 22-70006 |
| 10.0mm | 22-70007 |
| 11.5mm | 22-70008 |
| 13.0mm | 22-70009 |
| 16.0mm | 22-70010 |



| 5.0mm D | |
|---------|-----------|
| L mm | |
| 6.0mm | 22-70011* |
| 8.0mm | 22-70012 |
| 10.0mm | 22-70013 |
| 11.5mm | 22-70014 |
| 13.0mm | 22-70015 |
| 16.0mm | 22-70016 |



*Attualmente non disponibile negli USA.

VANTAGGI DELLA CONNESSIONE CONICA PALTOP

1. Piattaforma unica

Riduce al minimo il numero di connessioni protesiche fornendo una varietà di opzioni protesiche

2. Ideale piattaforma mutevole

Lo spostamento della piattaforma permette di ottenere un'estetica di alto livello grazie alla "gestione dei tessuti molli". Aiuta anche a prevenire perdita ossea distanziando la connessione dell'abutment dall'osso all'interfaccia dell'impianto

3. Specifiche materiali

Le proprietà meccaniche superiori del Titanio di grado 5 consentono di avere possibilità ingegneristiche in grado di progettare un sigillo protesico migliore

4. Tenuta ottimale

L'angolo conico PALTOP a 22 ° crea una tenuta ottimale contro le infiltrazioni di endotossine batteriche, mantenendo allo stesso tempo un'eccellente ritenzione


5. Chirurgia semplificata

Un unico kit chirurgico per tutti i tipi di impianti

6. Comprovata funzione protesica antirotazionale

Esagono interno per l'orientamento della connessione

**One platform
for all
implant diameters**



La connessione conica PALTOP è il risultato di una sinergia di studi in ambito biologico, ingegneristico, della scienza dei materiali e dell'uso clinico e pratico.

PILASTRO DI GUARIGIONE



ABUTMENT CALCINABILI




*Attualmente non disponibile negli USA.

TRANSFER DA IMPRONTA



VITI



ABUTMENT ANATOMICI CONCAVI

| | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | LAMA DI COLTELLO |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| Ø 4.5 mm |  |  |  |  |  |  |
| | 40-72041 | 40-72042 | 40-72043 | 40-72044 | 40-72045 | |
| Ø 6.0 mm | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | |
| |  |  |  |  |  | |
| | 40-72061 | 40-72062 | 40-72063 | 40-72064 | 40-72065 | |

ABUTMENT ANATOMICI CONCAVI ANGOLATI

| | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | LAMA DI COLTELLO |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 20° |  |  |  |  |  |  |
| | 40-72241 | 40-72242 | 40-72243 | 40-72244 | 40-72245 | |

TI BASE

| LUNGHEZZA 4mm | Con ingaggio | | | Senza ingaggio | | |
|---------------|---|---|---|---|---|--|
| | 0.5mm | 2mm | 3mm | 0.5mm | 2mm | 3mm |
| |  |  |  |  |  |  |
| | 40-72046 | 40-72084 | 40-72048 | 40-72047 | 40-72085 | 40-72049 |
| LUNGHEZZA 6mm | Con ingaggio | | | Senza ingaggio | | |
| | 0.5mm | 2mm | 3mm | 0.5mm | 2mm | 3mm |
| |  |  |  |  |  |  |
| | 40-72050 | 40-72086 | 40-72052 | 40-72051 | 40-72087 | 40-72053 |

TI BASE ESTETICO

Con ingaggio

0.5mm

2mm

3mm



40-72081

40-72082

40-72083

SINGLE UNIT

1mm

2mm

3mm

4mm

5mm



43-72041

43-72042

43-72043

43-72044

43-72045

Cucchiaio chiuso

Cucchiaio aperto

Analogo

Cappetta di guarigione

Abutment calcinabile con ingaggio

Temporaneo in Titanio

Interfaccia cappetta in Titanio con ingaggio

Ti cilindrico senza ingaggio

Abutment calcinabile senza ingaggio

New Design



56-70021

56-70023

56-70022

55-70012

41-70057

41-70056

41-70059

41-70016

41-70017

Abutment scansionabile

Analogo digitale Single Unit

New Design



30-70104

30-70507

OT CAP

1mm

2mm

3mm

4mm

5mm



40-72001

40-72002

40-72003

40-72004

40-72005

Verde
Nylon Fitting
Very Elastic
350gr

Giallo
Nylon Fitting
Extra Soft
500gr

Rosa
Nylon Fitting
Soft
900gr

Trasparente
Nylon Fitting
Standard
1300gr

Custodia in metallo

Analogo



40-70131

40-70132

40-70023

40-70065

40-70022

56-70013

SISTEMA CORRETTIVO DI ANGOLAZIONE (ACS)

1mm

3mm

1mm

3mm

Cacciavite Hex manuale

Cacciavite Hex per cricchetto

Vite

Con ingaggio 4mm



40-72054

40-72056

Senza ingaggio 4mm



40-72055

40-72057



60-70152

60-70153

80-72001

MULTI UNIT

| | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|
| DRITTO | | | | | | | | | | | |
| | 42-72041 | 42-72042 | 42-72043 | 42-72044 | 42-72045 | | | | | | |
| | 3mm | 4.5mm | | 4mm | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 42-72017 | 42-72018 | | 42-72030 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Abutment scansionabile | Analogo digitale Multi-Unit | |
| | | | | | | | | | New Design | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 30-70103 | 30-70504 | |
| Cucchiaio chiuso | Cucchiaio aperto | Transfer da impronta Snap-On cucchiaio chiuso | Cucchiaio aperto Tall | Cappetta di guarigione cilindrica | Cappetta di guarigione | Analogo | Provvisorio in Titanio | Abutment Calcinabile | Interfaccia cappetta Titanio | Interfaccia Titanio cappetta ritentiva | |
| | New Design | NEW | Coming Soon | NEW | | | New Design | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 56-72003 | 56-72002 | 56-70049 | 56-70047 | 55-72011 | 55-72010 | 56-72001 | 42-70020 | 42-70021 | 42-70022 | 42-70028 | |

ABUTMENT TEMPORANEI

| 0.5mm Con ingaggio | 0.5mm Senza ingaggio |
|-----------------------|-------------------------|
| New Design | |
| | |
| 45-72031 | 45-72032 |

ABUTMENT LOCATOR

| 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | |
| 40-72011 | 40-72012 | 40-72013 | 40-72014 | 40-72015 | 40-72016 |

| Locator Maschio Processing Package | Locator Maschio Extended Range Processing Package | Locator transfer da impronta | Locator Analogo femmina Diametro 4mm | Locator Strumento base |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | x 10 | | | |
| 40-70081 | 40-70112 | 56-70026 | 56-70027 | 60-70133 |

ABUTMENT EQUATOR



| 0.5mm | | 1mm | | 2mm | | 3mm | | 4mm | | 5mm | | 6mm | |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|----------------|--|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40-72066 | | 40-72067 | | 40-72068 | | 40-72069 | | 40-72070 | | 40-72071 | | 40-72072 | |
| Cappetta ritentiva Equator Kit Assortito | | | | Cappetta ritentiva Equator Smartbox Kit Assortito | | | | Transfer da impronta | Analogo | Strumento base | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40-70306 | | | | 40-70307 | | | | 56-70042 | 56-70041 | 60-70161 | | | |
| Custodia in acciaio inossidabile | Cappetta ritentiva Rigid-2700gr Viola | Cappetta ritentiva Standard-1800gr Chiara | Cappetta ritentiva Soft-1200gr Rosa | Cappetta ritentiva Extra Soft-600gr Giallo | Cappetta ritentiva per Laboratorio Nero | Custodia Smart con cappetta nera | Disco protettivo Chiaro | Disco protettivo Rosa | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40-70287 | 40-70282 | 40-70283 | 40-70284 | 40-70285 | 40-70286 | 40-70305 | 40-70288 | 40-70289 | | | | | |

NT PRODOTTO PER PALTOP



| Abutment scansionabile | Abutment fresabile | Analogo digitale | Analogo digitale per laboratorio |
|------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | |
| 30-70110 | 3070237 | 30-70512 | 30-70241 |

ABUTMENT TEMPORANEI IMMEDIATI TITANIO NEW

| 1.5mm | 3mm | Largo 3mm | Cacciavite Hex per abutment temporaneo immediato |
|----------|----------|-----------|--|
| | | | |
| 45-72001 | 45-72003 | 45-72033 | 45-72033 |

MILLING BLANKS NEW



Abutment fresabile


| |
|----------|
| |
| 30-70223 |

SISTEMA ABUTMENT SNAP-ON NEW



| PIATTAFORMA CONICA | | | | PIATTAFORMA CONICA | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
| Cat NO. | Ø (mm) | L (mm) | H (mm) | Cat NO. | Ø (mm) | L (mm) | H (mm) |
| 44-72441 | 4.5 | 4.0 | 1 | 44-72541 | 4.5 | 5.5 | 1 |
| 44-72442 | 4.5 | 4.0 | 2 | 44-72542 | 4.5 | 5.5 | 2 |
| 44-72443 | 4.5 | 4.0 | 3 | 44-72543 | 4.5 | 5.5 | 3 |
| 44-72444 | 4.5 | 4.0 | 4 | 44-72544 | 4.5 | 5.5 | 4 |
| 44-72445 | 4.5 | 4.0 | 5 | 44-72545 | 4.5 | 5.5 | 5 |
| 44-72461 | 6.0 | 4.0 | 1 | 44-72561 | 6.0 | 5.5 | 1 |
| 44-72462 | 6.0 | 4.0 | 2 | 44-72562 | 6.0 | 5.5 | 2 |
| 44-72463 | 6.0 | 4.0 | 3 | 44-72563 | 6.0 | 5.5 | 3 |
| 44-72464 | 6.0 | 4.0 | 4 | 44-72564 | 6.0 | 5.5 | 4 |
| 44-72465 | 6.0 | 4.0 | 5 | 44-72565 | 6.0 | 5.5 | 5 |

| Vite piattaforma | Torque (N-cm) |
|----------------------|---------------|
| Vite abutment conico | 25 |



IN ITALIA I PRODOTTI SONO DISTRIBUITI E GARANTITI DA



INFO@DENTALICA.COM | NUMERO VERDE 800.70.71.72