

# TIMELESS PRECISION



MICROMOTORE ENDODONTICO  
CORDLESS

Affidabile, efficace  
e di lunga durata.

**PRECISION** TECH

**ENDO PLUS CL**



**Semplice ed intuitivo**

11 programmi memorizzabili che prevedono la possibilità di modificare tutti i parametri in base alla necessità: velocità, torque e senso di rotazione.



**Display orientabile OLED**

Indicato sia per mancini che per destrorsi: l'operatore ne può modificare l'orientamento per ottenere la visuale ottimale ed avere sotto controllo tutti i parametri impostati.



**Rilevatore apicale integrato**

Monitora la progressione dello strumento, sia in fase di sagomatura che in modalità di rilevatore stand-alone. Con tecnologia multifrequenza, garantisce misurazioni precise ed affidabili in ogni condizione.

**Sistema Anti-Breakage**

Endo Plus CL dispone di funzionalità aggiuntive che prevengono la rottura dello strumento e consentono di ottenere risultati sempre sicuri e predicibili.



**Auto Start & Stop**

Avvio/Arresto automatico della rotazione all'ingresso/uscita dello strumento dal canale.



**Apical Reverse**

Inversione automatica del senso di rotazione al raggiungimento della distanza apicale preimpostata.



**Apical Slowdown**

Riduzione automatica della velocità di rotazione al raggiungimento della distanza apicale preimpostata.



# ENDO PLUS CL

Micromotore  
Endodontico  
Cordless

Affidabile.  
Efficace.  
Duraturo.



Il migliore motore endodontico del mercato selezionato e garantito da Precision-Tech per il lavoro quotidiano di ogni odontoiatra.



Micromotore cordless, leggero e ben bilanciato

Senza fili, con un design moderno ed accattivante. Il manipolo, di soli 126 gr, è pratico da utilizzare e garantisce il massimo comfort durante il trattamento.



Completa libertà di movimento

Testina miniatura indicata anche per le aree di più difficile accesso, assicura massima visibilità e migliora la sicurezza e la precisione operativa.

La rotazione a 340° assicura piena libertà di movimento e facilita la lettura del display.



# ENDO PLUS CL

Micromotore Endodontico Cordless



## SPECIFICHE TECNICHE

Scala della velocità	120-1000 rpm
Scala del torque	0.5 Ncm – 4.0 Ncm
Peso manipo	126 g ± 15 g
Programmi memorizzabili	11

## ENDO PLUS CL - Codice: PR00ENDOPCL

- Manipo
- Testina
- Base di ricarica
- Adattatore per spray lubrificante
- Gancio labiale (2 pz)
- Cavo di misurazione
- Cappuccio isolante
- Clip dello strumento (2 pz)

Creato in esclusiva per



PRECISION TECH è un marchio di:  
DENTALICA S.p.A. – Via Rimini, 22 – 20142 Milano  
info@dentalica.com – www.dentalica.com