

PRECISE MEASURING



RILEVATORE APICALE WIRELESS
Libertà di movimento e precisione

PRECISION TECH

APICA AIR

Un'esperienza wireless completa con il localizzatore d'apice Apica Air.
Un prodotto rivoluzionario, senza fili e facile da usare, progettato per una misurazione precisa del canale radicolare.



Semplice e senza fili
Apica Air è molto facile ed intuitivo da usare: pochi elementi costruttivi, tecnologia avanzata, essenzialità funzionale di altissimo livello.



Mai così maneggevole
Maneggevole e privo di cavi permette di operare in piena libertà di movimento, anche grazie alle dimensioni ridotte (4.8 x 2.8 x 1.6 cm) ed il peso contenuto (15 gr).

Schermo ampio ed immediato
L'ampio schermo permette un controllo immediato della misurazione del canale ed un monitoraggio costante e preciso.



Ricarica veloce e intuitiva
Si ricarica semplicemente appoggiando il rilevatore apicale alla sua base. Il tempo di ricarica è ridotto.



APICA AIR

Rilevatore apicale wireless

Semplice
e senza fili

Senti il fascino della ricarica wireless.

Apica Air è piccolo, leggero e si collega direttamente alla bocca del paziente tramite la clip per labbro.

Lo schermo permette una visualizzazione immediata della lunghezza del canale.



Solo
15 gr



APICA AIR

Rilevatore apicale wireless



Specifiche tecniche

Peso	15 grammi
Dimensioni	4,8 x 2,8 x 1,6 cm
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio
Potenza del caricatore	100-240 V CA, \pm 10%
Potenza del caricatore produzione	5V 1A
Frequenza	50/60Hz, \pm 10%
Potenza nominale	<1W
Grado di protezione	IPX 0
Sicurezza elettrica	Classe II

APICA AIR - COD. PR00APAIR

Creato in esclusiva per

 **DENTALICA**
Into quality

PRECISION TECH è un marchio di:
DENTALICA S.p.A. - Via Rimini, 22 - 20142 Milano
info@dentalica.com - www.dentalica.com