

Adesivo Quali materiali utilizzare e in quali situazioni

		TECO	LuxaBond- Total Etch	Contax	Contax + Activator
Tecnica	Total-Etch	■	■		
	Self-Etch			■	■
Per la cementazione adesiva di	Materiali da restauro fotopolimerizzabili	■		■	
	Materiali da restauro autopolimerizzanti e a polimerizzazione duale		■		■
Modalità di polimerizzazione dell'adesivo	Fotopolimerizzazione	■		■	■
	Polimerizzazione duale		■		
Da usare in combinazione con i prodotti DMG	EcuSphere	■		■	
	Ionosit-Baseliner	■		■	
	Vitique (fotopolimerizzazione)	■		■	
	Vitique (polimerizzazione duale)		■		■
	PermaCem		■		■
	PermaCem-Dual		■		■
	LuxaCore Z - Dual		■		■