










ALLARGACANALI / K REAMERS - MICROMEGA**Nome prodotto:** Allargacanalali / K Reamers**Descrizione:** Strumenti manuali per il trattamento del canale**Classificazione:** Dispositivo medico di Classe I, conforme alla Direttiva comunitaria 93/42/CEE**Codici:**

Codice confezione	Misura	Lunghezza	Colorazione ISO
MMIS01006 MMIS02006	6	21 mm 25 mm	
MMIS01008 MMIS02008 MMIS03008	8	21 mm 25 mm 29 mm	
MMIS01010 MMIS02010 MMIS03010	10	21 mm 25 mm 29 mm	
MMIS01015 MMIS02015 MMIS03015	15	21 mm 25 mm 29 mm	
MMIS01020 MMIS02020 MMIS03020	20	21 mm 25 mm 29 mm	
MMIS01025 MMIS02025 MMIS03025	25	21 mm 25 mm 29 mm	
MMIS01030 MMIS02030 MMIS03030	30	21 mm 25 mm 29 mm	
MMIS01035 MMIS02035 MMIS03035	35	21 mm 25 mm 29 mm	
MMIS01040 MMIS02040 MMIS03040	40	21 mm 25 mm 29 mm	
MMIS01045 MMIS02045 MMIS03045	45	21 mm 25 mm 29 mm	
MMIS01050 MMIS02050 MMIS03050	50	21 mm 25 mm 29 mm	

MMIS01AS1 MMIS02AS1 MMIS03AS1	15/40	21 mm 25 mm 29 mm	
MMIS01AS2 MMIS02AS2 MMIS03AS2	45/80	21 mm 25 mm 29 mm	

Confezionamento: Placchetta da 6 strumenti

Specifiche tecniche:

Materiale	Manico >> Plastica sterilizzabile Lama >> Acciaio inossidabile
Aspetto	Sezione quadrata n. 6, 8, 10 Sezione triangolare da n. 15 a 140 
Conicità	2%

Sterilizzazione Disinfettare, pulire e sterilizzare a 135°C per circa 18 minuti prima di ogni utilizzo nella cavità orale

Istruzioni d'uso: Non necessarie

Conformità – Standard di riferimento: Prodotto conforme alla Direttiva comunitaria 93/42/CEE, Allegato IX.
Prodotto conforme ISO 3630-1

Altre informazioni: Nessuna

 **DENTALICA**

Via Rimini 22 – 20142 Milano - Tel. 02-895981 – Fax 02-89504249

<http://www.dentalica.com> – E-mail: dentalica@dentalica.com